

# Prosta metoda pobierania endometrium

- > Jak często zdarzają się pacjentki z drobnymi plamieniami poza okresem lub po menopauzie?
- > Po co zwlekać z badaniem?
- > Szybka diagnoza jest najważniejsza. Skorzystaj z Probetu.

## Poznaj PROBET aspirator ssący najwyższej jakości!



- > Duża siła ssąca uzyskiwana za pomocą podwójnego tłoka.
- > Otwór boczny umiejscowiony na końcu aspiratora, umożliwia pobieranie materiału z dna macicy.
- > Najmniejsza średnica tylko 2,93 mm oraz zwiększona sztywność aspiratora pozwala na jeszcze łatwiejsze przejście przez szyjkę.

**Duża elastyczność aspiratora, dzięki czemu łatwiej dokonać badania.**



### Kiedy wykonywać biopsję aspiracyjną endometrium?

- > Zaburzenia w cyklu miesięczkowym.
- > Wystąpienie krwawień po menopauzie.
- > Plamienie i krwawienie nie związane z miesiączką.
- > Podejrzenie ciąży pozamaciczej.
- > Diagnostyka niepłodności polegająca na wykluczeniu zmian w okolicy macicy.
- > Wahania hormonalne.



## Po co narażać pacjentkę na stres związany z pobytem w szpitalu?



Pobranie endometrium aspiratorem PROBET można wykonać w gabinecie, a w wielu przypadkach nawet bez konieczności znieczulania.



Zyskasz zadowolenie Pacjentek.

## Co mówią badania?



„... przewagą elastycznej łyżeczki ssącej o małej średnicy jest to, że mogą przemierzać większość szyjek bez potrzeby rozszerzania oraz użycia haczyka chirurgicznego. Ponadto, te łyżeczki można dostosowywać do krzywizny macicy bez wywierania niepotrzebnego nacisku na ściankę macicy.”



„... w badaniach klinicznych te łyżeczki ssące wyposażone we własne źródło próżni okazały się być równie skuteczne jak inne procedury próbkowania śluzówki macicy (łyżeczka Novaka, aspirator Vabra, kaniula Karmana).”<sup>1)</sup>



„... w grupie A oceny histologicznej próbek pobranych za pomocą PROBET nie różniły się od próbek uzyskanych metodą łyżeczkowania.”<sup>1)</sup>



„... ponadto użycie łyżeczek ssących wiąże się z lepszą tolerancją pacjentki oraz mniejszym bólem niż przy zastosowaniu innych procedur próbkowania śluzówki macicy.”<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> „PROBET Endometrial Suction Curettes” by C. van der Houwen, M.D., J. Clements, M.D., C.C.A. de Nooyer, M.D., W.A.A. van Os, M.D., Ph.D., D.A. Edelman, Ph. D. \*Departament Ginekologiczno-Położniczy Elisabeth’s Gasthuis Boerhaavelaan 22 2035 RC Haarlem The Hetherlands Elisabeth’s Gasthuis jest stowarzyszona z Wolnym Uniwersytetem w Amsterdamie  
\*\*Medical Research Consultants, Inc. 68, Spyglass Circle Groton – CT 06340 U.S.A.

### Informacje techniczne

**Długość:** 262 mm (+- 3 mm)  
**Zewnętrzna średnica:** 2,93 (+- 0,03 mm)  
**Sterylność:** sterylizowany tlenkiem etylenu  
**Producent:** Gynetics Belgia

**GYNÉTICS®**  
Practise better Medicine

## Zamów już teraz

tel. 62 501 35 50 • [sklep.meringer.pl](http://sklep.meringer.pl)

  
**meringer®**  
tylko dla ginekologii